

Occasioni da non perdere

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

ELI-DENT SHOP

OUTLET

OUTLET

Prodotti a prezzi eccezionali a scadenza ravvicinata o fine serie

SUTURE CHIRURGICHE SINTETICHE DEMECRYL



DemecTECH
Suture chirurgiche sintetiche riassorbibili con filo a struttura intrecciata di alta gamma. Ago con morfologia traumatica in acciaio Inox, resistente alla piegatura e con una massima forza di penetrazione. Il filo è composto da un copolimero realizzato con il 90% di glicolide e del 10% di L-lactide che ne determina un'elevata resistenza tensile (la sua forza tensile è del 50% dopo 3 settimane). La sua struttura lo rende robusto e resistente alla trazione, scorrevole e maneggevole, con una scarsa memoria e con un'ottima tenuta del nodo.

Conf. 12 pz. in singoli blister sterili. **€29,40**

1/2 cerchio cilind. 17mm 5/0
Codice OUTLET 111.0077

1/2 cerchio cilind. 19mm 3/0
Codice OUTLET 111.0079

CHARMFLEX - REGULAR

RIBASANTE. Siliconi per addizione (vinilpolisossani) idrocompatibili, ad alta viscosità, per impronte di elevata precisione.



€26,20

Conf. 2 cartucce da 50 ml. + 6 puntali + 6 terminali

Codice OUTLET 206.V0016
scadenza 07/2024

OPTIBOND FL ADHESIVE

Sistema adesivo smalto-dentinale fotopolimerizzabile, riempito con vetro, a rilascio di fluoro; esso è costituito da un primer e da un adesivo fotopolimerizzabile.



€44,00

Conf. Fiacone 8 ml.

Codice OUTLET 307.V0002
scadenza 07/2024

HARMONIZE - ENAMEL A2

Composito universale nanoibrido in grado di diffondere e riflettere la luce in modo simile allo smalto umano, per una maggiore integrazione.



Conf. Siringa 4 gr. **€35,20**

Codice OUTLET 312.V36EA2
scadenza 06/2024

PRERACE/RACE NITI

Strumenti canalari in Nichel-Titanio



Conf. 6 pz. **€41,40**

PRE-RACE niti conicità 8%
19mm n. 35
Codice OUTLET 132.0024

€29,80

RACE niti 4% 25 mm n. 25
Codice OUTLET 132.0031

RACE niti 6% 25 mm n. 25
Codice OUTLET 132.0038

THERMAFIL OBTURATORS N. 60

Otturatori endodontici con anima in plastica, ricoperti di guttaperca, lunghezza 25mm.



Conf. 6 pz. **€18,10**

Codice OUTLET 135.V6003
scadenza 02/2024

CHARMFIL PLUS - D3

Composito microibrido universale, radiopaco, fotopolimerizzabile, nanoriempito. Adatto per lavori estetici e per otturare tutti casi di carie (classe I-V) grazie a durezza e resistenza all'abrasione.



€23,00

Conf. Siringa 4 gr. **€23,00**

Codice OUTLET 312.V07D3
scadenza 11/2024

VERTISE FLOW PEDODONTIC KIT

Composito fluido autoadesivo specifico per odontoiatria pediatrica.



€77,20

KIT PEDODONZIA
Conf. 4 siringhe da 2g cad nelle tonalità: XL, A1, B1, Traslucente; 40 Puntali di Applicazione, 40 Pennellini

Codice OUTLET 311.V0055
scadenza 29/02/2024

HERCULITE XRV ULTRA

Composito universale nanoibrido per restauri diretti di tutte le classi cavitarie.



Conf. Siringa 4 gr. **€24,40**

ENAMEL B2
Codice OUTLET 312.V10EB2
scadenza 29/02/2024

DENTINA B1
Codice OUTLET 312.V10DB1
scadenza 31/03/2024

€27,40



NETC
Cemento di ossido di zinco, senza eugenolo, per la cementazione provvisoria di ponti e corone.

Conf. 40 gr. di base + 10 gr. attivatore

€11,70

Codice OUTLET 406.V0008
scadenza 06/2024

EQUIA FIL CAPS - A2

Cemento sottofondo a base di idrossido di calcio, radiopaco, autoindurente. In unico apporto - Senza mordenzante e senza adesivo. È indicato in tutti quei casi clinici in cui potrebbe essere preferibile non usare un composito.




Conf. 50 caps. A2 **€131,10**

Codice OUTLET 407.V0028
scadenza 09/2024

MAXCEM ELITE REFILL

Cemento resinoso auto-mordenzante, autoadesivo, a polimerizzazione duale.



Conf. 2 siringhe da 5g cad., 10 puntali automiscelanti standard, 8 beccucci intraorali, 8 beccucci intraorali, Guida tecnica. **€189,00**

WHITE
Codice OUTLET 409.VBI06
scadenza 31/07/2024

WHITE OPAQUE
Codice OUTLET 409.VBO06
scadenza 31/05/2024



Conf. Standard Kit:
2 siringhe x 5g cad - Chiaro,
1 siringa x 5g - Bianco,
1 siringa x 5g - Giallo, 16 puntali automiscelanti standard, 8 puntali automiscelanti con attacco, 8 beccucci intraorali, 8 beccucci intracanalari

Codice OUTLET 409.VKT05
scadenza 31/05/2024

METACEM - TRASLUCENT

Cemento resinoso universale duale a rilascio di fluoro. Idrofilo e radiopaco



Conf. 1 siringhe da 9 gr. + puntali automix **€36,40**

Codice OUTLET 409.VTL09
scadenza 06/2024

ESTECHEM II - WHITE OPAQUE

Cemento resinoso estetico dual-cure.



Conf. 1 Siringa Automix pasta A/B da 2,3+2,3 ml **€84,50**

Codice OUTLET 409.VV079
scadenza 31/03/2024

PROVICOL QM PLUS

Cemento per fissaggio temporale con adesione ottimizzata senza eugenolo. Contiene idrossido di calcio ed è indicato per la fissazione temporale dei restauri provvisori e definitivi (corone, ponti, inlays, onlays), e per sigillare tem poralmente piccole cavità superficiali. Grazie alla sua resistenza più elevata, Provicol QM Plus autopolimerizzante risulta perfetto per essere impiegato in situazioni cliniche nelle quali è necessario che l'adesione sia specialmente ferma, dal fissaggio dei monconi dentali corti o piccoli o protesi provvisorie sopra monconi con scarsa ritenzione.

Conf. Siringa 5 ml. **€31,00**

Codice OUTLET 406.V0017
scadenza 04/2024



MAXCEM ELITE CHROMA STANDARD KIT

Cemento composito automordenzante e autoadesivo con indicatore cromatico di rimozione degli eccessi.

€189,00

Conf. Standard Kit:
2 siringhe x 5g cad - Chiaro,
1 siringa x 5g - Bianco,
1 siringa x 5g - Giallo, 16 puntali automiscelanti standard, 8 puntali automiscelanti con attacco, 8 beccucci intraorali, 8 beccucci intracanalari

Codice OUTLET 409.VKT05
scadenza 31/05/2024

G-CEM LINK FORCE STARTER KIT A2

Cemento adesivo a doppia polimerizzazione



Conf. Starter Kit A2
G-Cem LinkForce 8.7g (5 ml) x 1
GC Automix Tip Regular X 20
G-Multi PRIMER (5 ml) x 1
G-Premio BOND (5 ml) x 1
Applicatori e Accessori

Codice OUTLET 410.V0050
scadenza 03/2024

STRUCTUR 2 SC - CARTRIDGE A35

Resina auto-polimerizzante in cartuccia, per realizzare ponti e corone provvisori di lunga durata con tecnica diretta.



Conf. 1 cartuccia x 75grs. + cannule **€89,00**

Codice OUTLET 501.V0027
scadenza 04/2024



ANELLO VIBRATORE - VIB RING

Apparecchiatura per irrigazione endodontica. Può essere utilizzato con la maggior parte delle siringhe da 10cc disponibili sul mercato. Modalità normale: Vibrazione continua a 15.000 rpm (notifica ogni 15 secondi) Modalità con impulso sonico: Vibrazione con impulso continuo a 15.000 rpm (fisso)



In dotazione:
1 Anello vibrante
- Base Ricarica
- Cavo USB
Codice OUTLET 194.V0011 **€125,00**

ABLATORE PIEZO SCALED ADVANCED 750 LED CON MANIPOLO

Unità compatta portatile, tecnologia avanzata, per trattamenti delicati sul paziente. Comando a pedale, Manipolo a Led autoclavabile, completo di Punte per trattamento subgingivale.



In dotazione:
+ 1 Manipolo a Led predisposizione EMS
+ 5 Punte (P5 - P4 - G4 - G2 - G1)

Codice OUTLET 192.0023 **€260,00**

12 LIPS LABBRA

Balsamo riparatore, per labbra ad azione nutriente ed idratante. Formulazione 100% naturale, con cera d'api, olio di semi di canapa, burro di karité.



Conf. 12 pz. 6 Gusti Assortiti **€25,60**

Codice OUTLET 804.0042

GUANTI STERILI MISURA 8 1/2

Guanto chirurgico sterile in puro lattice di gomma naturale leggermente talcato con amido di mais.



Conf. 50 paia **€12,25**

Codice OUTLET 901.VF002
scadenza 30/06/2024

CAMICE MONOUSO IN TNT 30gr.

TNT tessuto non tessuto 30gr/m² 100% polipropilene molto leggero: permette di garantire una facile vestibilità e massima protezione. Chiusura sul retro con lacci e polsini elastici molto confortevoli.



Conf. 10 Camici Taglia Unica con Vestibilità Abbondante **€16,00**

taglia Unica colore BIANCO
Codice OUTLET 904.0037

taglia Unica colore VERDE
Codice OUTLET 904.0038

ZOCOLO SANITARIO PROFUMATO PODOMED

con plantare terapeutico reversibile. Antiscivolo, profumato alla vaniglia e dotato di un sistema antistatico permanente brevettato. Si compone di un guscio in gomma antiscivolo con contatto in rame lavabile a 120-134°C, di un inserto anatomico anch'esso lavabile a 120-134°C, di un plantare riflessologico a pressioni differenziate con inserto in rame realizzato in cotone antimicrobico lavabile a mano a 60°C e di cinturino regolabile.



Conf. 1 paio **€28,90**

taglia 42/43 colore FUXIA
Codice OUTLET 155.FX17E

taglia 44/45 col. BORDEAUX
Codice OUTLET 155.BD17F

taglia 34/35 colore ARANCIO
Codice OUTLET 155.AR17A

taglia 34/35 colore FUXIA
Codice OUTLET 155.FX17A

taglia 34/35 colore BIANCO
Codice OUTLET 155.BI17A

FUJIVEST PLATINUM II

Rivestimento a legante fosfatico privo di carbonio per fusioni di precisione con procedura di riscaldamento rapido e progressivo. Per leghe preziose, semipreziose o palladiate.



Conf. Polvere 40 buste predate da 150 gr. **€112,90**

Codice OUTLET L208.V011
scadenza 31/05/2024

INITIAL AL-ZR-TI GLAZE

Conf. Fiacone 25 ml. **€26,90**

Codice OUTLET L407.GC46

SINFONY OPACO COLRE A3,5

SINFONY 3M OPACO POLVERE A3,5
3M ESPE
Conf. Polvere 5 gr. **€26,50**

Codice OUTLET L405.EOA35

OFFERTE VALIDE dal 29 gennaio 2024 fino a nuova pubblicazione del Giornalino ELI-DENT Shop o ad esaurimento scorte. Importo inteso IVA esclusa. Condizioni di vendita come da Catalogo ELI-DENT.

ELI-DENT

Prodotti a prezzi eccezionali a scadenza ravvicinata o fine serie
per info e ordini: ordini@elidentgroup.it

NUMERO VERDE
800 060 254
da Lunedì a Venerdì dalle 8:30 alle 18:00

FAX VERDE
800 078 866
24 ORE SU 24

WA ElIDent per Ordini
335 160 5314

Prodotti a prezzi eccezionali a scadenza ravvicinata o fine serie

OUTLET