

# ELI-DENT

# Smile with ELI-DENT

**PROMO**

## VESTI IL TUO Staff!

...in questa nuova Promo, ELI-DENT ti propone tante esclusive **ATTREZZATURE IN OFFERTA!!**

Acquistando anche un solo **PRODOTTO**, a scelta, tra quelli proposti in queste pagine, ricevi subito la tua **T-SHIRT "STAFF"**

**Smile with ELI-DENT**

nella taglia che preferisci.



Unisex. Colore Blu Navy, manica corta, girocollo con nastro di rinforzo e morbida bordatura, struttura con cuciture laterali, vestibilità moderna, realizzata in morbido cotone pettinato ecosostenibile trattato ad enzimi.



90% cotone organico in conversion, 10% viscosa. 150 g/m<sup>2</sup>

## PIÙ ORDINI più T-shirt ricevi



Acquistando 1 **PRODOTTO** a scelta  
RICEVI **IN OMAGGIO 1** T-SHIRT "STAFF" Smile with ELI-DENT

Acquistando 2 **PRODOTTI** a scelta  
RICEVI **IN OMAGGIO 2** T-SHIRT "STAFF" Smile with ELI-DENT  
INOLTRE SE RAGGIUNGI € 600,00 DI ORDINE RICEVI ANCHE UN  
**BUONO DI € 20,00** ACQUISTI PREMIATI ELI-DENT\*

Acquistando 3 **PRODOTTI** a scelta  
RICEVI **IN OMAGGIO 3** T-SHIRT "STAFF" Smile with ELI-DENT  
INOLTRE SE RAGGIUNGI € 1.000,00 DI ORDINE RICEVI ANCHE UN  
**BUONO DI € 35,00** ACQUISTI PREMIATI ELI-DENT\*

t-shirt SMALL	t-shirt MEDIUM	t-shirt LARGE	t-shirt ExtraLARGE
999.TSHS	999.TSHM	999.TSHL	999.TSHXL

*"to be continued" ... con tanti altri prodotti*

Offerta valida solo sui prodotti riportati in questa brochure, dal **01 al 15 aprile 2026**.

Prezzi intesi iva esclusa. Non cumulabile con altre promo attive.

\* Per tutti i dettagli sui **BUONI ELI-DENT** vedi sito web o catalogo pag. 3

info e ordini: **ELI-DENT**  
Numero Verde 800 060 254  
ordini@elidentgroup.it

WhatsApp 335 160 5314



# ELI-DENT

PROMO **VESTI IL TUO Staff!**

Smile with **ELI-DENT**

## ATTREZZATURA STUDIO



### ROTOMAX Excellence

Septaline



#### ROTOMAX L9L

€357,60

##### turbina in titanio con luce

Realizzata con un corpo in titanio con rivestimento antigraffio, leggero e resistente. Dotata di luce integrata tramite barra di quarzo o LED per una visibilità ottimale. Il rotore con tecnologia SureHold® con carbide integrato, garantisce un'ottima tenuta della fresa, mentre i cuscinetti in ceramica evitano il surriscaldamento. Offre una potenza elevata di 26W, con velocità comprese tra 350.000 e 420.000 giri/min. Moltiplicatore 1:5, quadruplo spray, sistema antiriscaldamento e design labirintico antirisucchio del rotore garantiscono comfort, sicurezza e lunga durata. Meccanismo Push per bloccaggio fresa.

##### SPECIFICHE TECNICHE

4 spray acqua/aria  
Luce: Barra in quarzo o LED per un'illuminazione ottimale  
Per frese FG Ø 1,60 mm  
Potenza: 26W  
Peso: circa 40 g  
Cuscinetti in ceramica  
Corpo in titanio con rivestimento antigraffio  
Dimensioni della testina: 13,8 x Ø12,3 mm  
Garanzia 24 mesi

ATTACCO KAVO	ATTACCO NSK	BIEN-AIR
Codice 191.0086K	191.0086N	191.0086B

#### ROTOMAX QC-KL ATTACCO RAPIDO LED TIPO KAVO® MULTIFLEX®

Attacco rapido QC-KL con luce LED per cordoni elettrificati a 4 vie (M6).  
Corpo in acciaio inossidabile



Codice 191.0087

€165,00

#### ROTOMAX ST11L

##### contrangolo anello blu 1:1 con luce

Realizzato in acciaio inossidabile ed è dotato di luce integrata tramite barra in quarzo per una visibilità precisa. Rapporto diretto 1:1, spray singolo, sistema antiriscaldamento e design labirintico antirisucchio del rotore garantiscono comfort, sicurezza e lunga durata. Meccanismo Push per il bloccaggio della fresa. Compatibile con micromotori standard ISO.



##### SPECIFICHE TECNICHE

Spray singolo  
Luce: Barra in quarzo per un'illuminazione ottimale  
Per frese CA Ø 2,35 mm  
Velocità massima 40.000 giri/min  
Corpo in acciaio inossidabile con rivestimento antigraffio  
Garanzia 24 mesi

€272,60

Codice 191.0088

#### ROTOMAX ST15L

##### contrangolo anello rosso 1:5 con luce

realizzato in acciaio inossidabile ed è dotato di luce integrata tramite barra in quarzo per una visibilità precisa. Dispone di cuscinetti in ceramica e rotore con tecnologia SureHold® con carbide integrato, per una tenuta delle frese ottimale e duratura. Moltiplicatore 1:5, quadruplo spray, sistema antiriscaldamento e design labirintico antirisucchio del rotore garantiscono comfort, sicurezza e lunga durata. Meccanismo Push per bloccaggio fresa. Compatibile con micromotori standard ISO.



##### SPECIFICHE TECNICHE

4 spray acqua/aria  
Luce: Barra in quarzo per un'illuminazione ottimale  
Per frese FG Ø 1,6 mm  
Velocità massima 200.000 giri/min  
Cuscinetti in ceramica  
Corpo in acciaio inossidabile con rivestimento antigraffio  
Garanzia 24 mesi

€388,60

Codice 191.0089

#### ROTOMAX HP35L

##### manipolo dritto 1:1 con luce e spray interno

in acciaio, leggero e resistente e dotato di luce integrata tramite barra in quarzo per una visibilità precisa. Rapporto diretto 1:1, spray interno singolo. Compatibile con micromotori standard ISO.



##### SPECIFICHE TECNICHE

Spray interni  
Luce: Barra in quarzo per un'illuminazione ottimale  
Per frese HP Ø 2,35 mm  
Velocità massima 40.000 giri/min  
Corpo in acciaio con rivestimento antigraffio  
Garanzia 24 mesi

€279,90

Codice 191.0090

### ROTOMAX Excellence

Prezzi a richiesta

PER MAGGIORI INFO SUI PRODOTTI COLLEGATI AL NOSTRO SITO WEB

Smile with **ELI-DENT**

[www.elidentgroup.it](http://www.elidentgroup.it)

PROMO **VESTI IL TUO Staff!**

PROMO **VESTI IL TUO Staff!**

PROMO

2

# ELI-DENT

PROMO **VESTI IL TUO Staff!**

Smile with **ELI-DENT**

## ATTREZZATURA STUDIO

### MANIPOLO A LED PIEZO SCALER **TPC**

Manipolo a Led. Autoclavabile, con predisposizione EMS.

Inserti Compatibili EMS



€ 153,00 - **32%**

**€104,30**

**TPC**

Codice 192.0024

### CONTRANGOLO TRAUS CRB 26 LX

#### A FIBRA OTTICA PER IMPLANTOLOGIA

**SAESHIN**

Sistema di irrigazione interno ed esterno  
Fornisce una forza sufficiente a bassa velocità  
Impugnatura ergonomica e confortevole

- irrigazione esterna
- riduzione: 20:1
- 40000 RPM
- con fibra ottica
- cambio fresa a bottone



**€562,00**

Codice 193.0006

### MANIPOLO ENDODONTICO TRAUS ENDO


**SAESHIN**

#### Leggero, maneggevole ed ergonomico. CORDLESS

Adatto a tutti i tipi di strumenti NiTi.

**€448,00**

#### Funzione Auto Reverse



- Display LCD
- 5 diversi programmi personalizzabili.
- Funzione di Auto-reverse.
- Rapporto 20:1
- RPM: 100~600 RPM
- Torque: 1~4N.cm
- Ricarica rapida in 2,5 H
- Durata batteria in uso 8,5 H

**TRAUS ENDO**  
**SAESHIN**

Codice 194.0024



PER MAGGIORI INFO SUI PRODOTTI COLLEGATI AL NOSTRO SITO WEB

Smile with **ELI-DENT**

[www.elidentgroup.it](http://www.elidentgroup.it)

# ELI-DENT

PROMO **VESTI IL TUO Staff!**

Smile with **ELI-DENT**

## ATTREZZATURA STUDIO

### MICROMOTORE STRONG 90N con Manipolo STRONG 105 L



Micromotore Compatto 35.000 giri al minuto, a carboncini.  
Compatto e dal design ergonomico, basso livello di rumore e vibrazioni, massima efficacia, senso di rotazione dx/sx. Caratteristiche tecniche: - Velocità: Max 35.000 rpm - Coppia: 300 gf.cm - Tensione: 100-110/230-240 VAZ - Frequenza: 50/60HZ - Motore a carboncini - Funzione reverse - Controllo a banco e/o pedale



Codice **L801.125**

**€199,00**

### MICROMOTORE TRAUS SIP 10



Micromotore per Implantologia Completo di Unità di Comando con Pannello di controllo a membrana. Display digitale LCD. Pompa Peristaltica integrata. Cordone autoclavabile. In dotazione contrangolo 20:1 Versione con e senza luce.



#### Caratteristiche tecniche:

- Velocità: 20:1 da 30 a 2000 giri
- Coppia: Max 70 Ncm - 20:1 da 5 a 70 Ncm
- Rapporti trasmissione: 1:5 / 1:4 / 1:1 / 16:1 / 20:1 / 27:1 / 32:1 / 64:1
- Pompa Peristaltica portata massima: 75 ml/min
- 9 programmi memorizzabili
- Display LCD, visualizzazione in fase di lavorazione della velocità e della coppia
- Manipolo autoclavabile fino a 135°C
- Pedaliera multifunzione
- Max RPM 2000
- Min. RPM 15



CON LUCE - OPTIC  
Codice **193.0008**

**€1.594,00**

SENZA LUCE - NON OPTIC  
Codice **193.0004**

**€1.380,00**



**Septaline** ECCELLENZA ENDODONTICA IN UN UNICO DISPOSITIVO.

### MICROMOTORE SENZA FILI LOCALIZZATORE APICALE INTEGRATO **APEX ONE**

Molto leggero e con una ergonomia senza uguali, possiede una testina miniaturata, orientabile a 360° che permette di lavorare con estrema facilità e sicurezza anche in aree molto difficili da raggiungere. Display molto chiaro e a colori, questo permette di essere monitorato con facilità e chiarezza; schermo TFT a colori.

Il rilevatore per mezzo dei suoi accessori presenti nella confezione consente all'operatore di avere la massima precisione apicale. Con **10 programmi personalizzabili** da M1 a M10 rende il lavoro più veloce ed intuitivo soprattutto nel cambio dello strumento; i programmi possono essere gestiti e registrati sia per gli strumenti rotanti che reciprocanti, infatti sul micromotore può essere programmato l'angolo di reciprocazione da 30°-370° ad intervalli di 10°, oltre che alla velocità e alla coppia, che hanno alte prestazioni per la categoria.

Compatibile con tutti gli strumenti presenti in commercio.

Codice **194.0041**  
33M.APEXONE

**€685,00**



**ROTONAX**  
Excellence

#### Confezione:

- 1 x Motore ApexOne senza fili - 1 x AO-CA contrangolo/testa isolata
- 1 x Base di ricarica induttiva - 1 x Alimentatore 5V - 1A
- 2 x Cavi labiali Type-C per rilevazione apicale - 2 ganci labiali
- 2 file probe - 2 file clip
- 1 x Adattatore AO-CA per lubrificazione

PER MAGGIORI INFO SUI PRODOTTI COLLEGATI AL NOSTRO SITO WEB

[www.elidentgroup.it](http://www.elidentgroup.it)

Smile with **ELI-DENT**

# ELI-DENT

PROMO **VESTI IL TUO Staff!**

Smile with **ELI-DENT**

## ATTREZZATURA STUDIO

LAMPADA FOTOPOLIMERIZZANTE D 2000 LED

# D-2000

**APOZA LED CURING LIGHT**

**TRE PREIMPOSTAZIONI DI POTENZA:**

**3W circa 700mw/cm<sup>2</sup>**

**5W circa 1400mw/cm<sup>2</sup>**

**7W circa 1900 mw/cm<sup>2</sup>**

**OPZIONI TIMER PER 3 POTENZE:**

**7W : 5-10 e 15 sec.**

**5W : 5-10-20-30 e 40 sec.**

**3W : 5-10-20-30-40 e 50 sec.**



Codice **195.0004**

**Confezione:**


- Manipolo fotopolimerizzatore
- Base ricarica
- Batteria al litio
- Cordone elettrico con adattatore
- Fibra ottica Ø 8 mm Sterilizzabile a 121°C
- Schermo protettivo arancione

**€178,10**

Dotata di Luce a LED da 3/5/7 Watt selezionabili, a lunga durata, di ultima generazione, indicata in ogni campo di applicazione. Produce meno calore per un maggiore comfort del paziente. Ha una memoria automatica che memorizza l'ultima modalità utilizzata. Se non viene utilizzata per più di 90 sec., entra automaticamente in stand by, ciò consente un risparmio energetico.

CORDLESS con possibilità di lavoro anche in presa diretta.

**TRE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO:**



• **F • modalità F (Fast): VELOCE**

- lavora a piena potenza costante, per una polimerizzazione rapida.

• **R • modalità R (Ramp): CRESCENTE** - potenza gradualmente crescente nei primi due secondi, poi piena potenza fino alla fine, per una polimerizzazione in prossimità pulpale (es: adesivi, sigillanti, resine fluide)

• **P • modalità P (Pulse): PULSANTE** - 0,2 secondi intervallati con 0,8 secondi a piena potenza, è la modalità più lenta, particolarmente indicata per i compositi, per una polimerizzazione con ridotto stress da contrazione.

Septaline

# ROTONMAX Excellence

LAMPADA FOTOPOLIMERIZZANTE AD AMPIO SPETTRO 3000 MW/CM2 **V1 LED**



PER MAGGIORI INFO



SCANSIONAL QR CODE

lampada da Fotopolimerizzazione ad ampio spettro, infatti riesce ad innescare la maggior parte dei fotoiniziatori presenti nei compositi; è una lampada che congiunge potenza e precisione al servizio della polimerizzazione.

Ha una elevata potenza che varia da 600 e 3000 mW/cm2 e diverse lunghezze d'onda, la propria lente ha un diametro pari 10mm; la lampada per natura non scalda, possiede un doppio pulsante sopra e sotto per facilitarne l'utilizzo.

Il display digitale è molto intuitivo per impostare di volta in volta uno dei nove diversi programmi, tra cui uno funge da rilevatore superficiale di carie.

**INCLUSO NELLA CONFEZIONE:**

- 1 x V1 LED
- Lampada polimerizzante cordless
- 1 x Batteria ricaricabile 2600mah
- 1 x Base di ricarica con radiometro integrato
- 1 x Alimentatore 5V - 1A
- 1 x Schermo protettivo arancione
- 3 x Lenti microcure
- 1 x Lente endo guide
- 1 x 100 guaine igeniche monouso

**V1 LED**  
Codice **195.0032**

33M.R09510231

**€614,20**

LAMPADA FOTOPOLIMERIZZANTE 3000MW/CM2

## V2 LED

lampada fotopolimerizzabile semplice, leggera, potente e veloce, infatti con i suoi 3000 mW/cm2 e una lunghezza d'onda importante 318-515 nm polimerizza la maggior parte dei compositi in commercio.

Cinque programmi High, Turbo, Normal, Ramp, Ortho ha una testa compatta e a profilo basso: raggiunge facilmente le zone di difficile accesso, per un utilizzo preciso e confortevole; potenza costante: circuito di compensazione automatica che garantisce prestazioni stabili anche con batteria quasi scarica.

- Rotazione della testa a 360°
- Display chiaro e intuitivo
- Pulsante modalità / tempo
- Base di ricarica
- Puntale 10mm di diametro

**€286,60**

PER MAGGIORI INFO



SCANSIONAL QR CODE

**INCLUSO NELLA CONFEZIONE:**

- 1 x V2 LED Lampada polimerizzante cordless
- 1 x Testa compatta
- 1 x Base di ricarica
- 1 x Alimentatore 5V - 1A
- 1 x Schermo protettivo arancione
- 1 x 100 guaine igeniche monouso

**V2 LED**  
Codice **195.0031**

33M.R09510232

**ROTONMAX Excellence**

PER MAGGIORI INFO SUI PRODOTTI COLLEGATI AL NOSTRO SITO WEB

Smile with **ELI-DENT**

[www.elidentgroup.it](http://www.elidentgroup.it)

## ATTREZZATURA STUDIO

### ARMADIETTI DISPENSER MULTI PRODOTTI

Tutto ciò che ti serve in un unico comodo BOX

3 versioni: scegli quella che fa per te!

Pratici ed igienici distributori di prodotti monouso con scomparti predisposti per facilitare l'estrazione degli articoli senza dover aprire sportelli o cassette.

3 Versioni che si differenziano per le tipologie di spazi destinati a prodotti. Caratteristiche: Metallo verniciato colore Bianco RAL 9016

- Misure 55,5 x 40,5 x 12,5 cm
- Peso 8 kg

€ 475,00 - **33%**

**€319,60**

ed in più  
**IN SCONTO MERCE**  
**2 CAMICI PROTETTIVI**  
**MONOUSO 50gr**  
**IN PP + PE**  
**POLIPROPILENE LAMINATO**



**BOX 1**

Codice **198.0006**

- 1 colonna Porta Bicchieri
- 1 vano Tovaglioli
- 1 Erogatore Sapone
- 2 vani Guanti monouso
- 1 vano Mascherine



**BOX 3**

Codice **198.0029**

- 1 colonna Porta Bicchieri
- 1 vano Tovaglioli
- 1 vano Mantelline
- 1 vano Guanti monouso
- 1 vano Mascherine
- 1 vano Aspirasaliva



**BOX 5**

Codice **198.0030**

- 1 colonna Porta Bicchieri
- 1 vano Mantelline
- 2 vani Guanti monouso
- 1 vano Mascherine
- 1 vano Aspirasaliva



Tutto ciò che ti serve a portata di mano!

PER MAGGIORI INFO SUI PRODOTTI COLLEGATI AL NOSTRO SITO WEB

# ELI-DENT

## VESTI IL TUO Staff!

### PIÙ ORDINI PIÙ T-shirt ricevi

*Smile with*  
**ELI-DENT**



***Non finisce qui!***

Se non sei riuscito  
ad ottenere tutte le T-Shirt  
che volevi ...non preoccuparti!

*“to be continued” ...*

*Smile with*  
**ELI-DENT**