

# ELI-DENT

# Smile with ELI-DENT

**PROMO**

## VESTI IL TUO **Staff!**

Acquistando un minimo di 8 pezzi a scelta tra i seguenti prodotti, ricevi la **T-SHIRT "STAFF" Smile with ELI-DENT** nella taglia che preferisci.



Unisex. Colore Blu Navy, manica corta, girocollo con nastro di rinforzo e morbida bordatura, struttura con cuciture laterali, vestibilità moderna, realizzata in morbido cotone pettinato ecosostenibile trattato ad enzimi.

Partecipano alla promo tantissimi prodotti in esclusiva o a marchio privato **ELI-DENT**, **TUTTI IN OFFERTA!!** Fai il tuo ordine e ricevi subito la tua T-SHIRT



## PIÙ ORDINI **più T-shirt ricevi**



90% cotone organico in conversion, 10% viscosa. 150 g/m<sup>2</sup>

Acquistando 8 PRODOTTI a scelta  
RICEVI IN OMAGGIO **1** T-SHIRT "STAFF" Smile with ELI-DENT

Acquistando 16 PRODOTTI a scelta  
RICEVI IN OMAGGIO **2** T-SHIRT "STAFF" Smile with ELI-DENT  
INOLTRE SE RAGGIUNGI € 600,00 DI ORDINE RICEVI ANCHE UN  
**BUONO DI € 20,00** ACQUISTI PREMIATI ELI-DENT\*

Acquistando 24 PRODOTTI a scelta  
RICEVI IN OMAGGIO **3** T-SHIRT "STAFF" Smile with ELI-DENT  
INOLTRE SE RAGGIUNGI € 1.000,00 DI ORDINE RICEVI ANCHE UN  
**BUONO DI € 35,00** ACQUISTI PREMIATI ELI-DENT\*

t-shirt SMALL	t-shirt MEDIUM	t-shirt LARGE	t-shirt ExtraLARGE
999.TSHS	999.TSHM	999.TSHL	999.TSHXL

*"to be continued" ... con tanti altri prodotti*

Offerta valida solo sui prodotti riportati in questa brochure, dal **16 al 30 aprile 2026**.

Prezzi intesi iva esclusa. Non cumulabile con altre promo attive.

\* Per tutti i dettagli sui **BUONI ELI-DENT** vedi sito web o catalogo pag. 3

info e ordini: **ELI-DENT**  
Numero Verde 800 060 254  
ordini@elidentgroup.it

WhatsApp 335 160 5314



### CORONE - PERNI - CEMENTI

#### PERNI MAGIC POST - 49%

**Perni endocanalari in fibra di vetro "S" radiopachi traslucidi ad alta resistenza ed alto modulo elastico.**

In composito rinforzato costituito dal 70 % da fibre di vetro ad alta resistenza ed alto modulo elastico. La matrice è una resina epossidica ad alto grado di conversione e ad alta temperatura di transizione vetrosa (Tg).



Conf. 10 perni in blister singoli

€ 66,90

€34,25



- Forme nel rispetto dell'anatomia del canale.
- Altamente resistenti alla flessione 1500 MPa.
- Modulo di elasticità in flessione 60 GPa superiore a quello della dentina garantisce la massima stabilità del restauro.
- Resilienti (maggiore resistenza agli shock improvvisi)
- Resistenti alla sterilizzazione in autoclave
- Estetici • Traslucidi • Radiopachi • Biocompatibili
- Elevata ruvidità superficiale per migliore adesione ai cementi

#### forma conica

#### MAGIC POST CN

Perno di forma conica con conicità variabile.



Conicità	4%~6%	6%	6%~8%
Diametro	0,5~1,10	0,6~1,26	0,7~1,56
Misura	SMALL	MEDIUM	LARGE
Codice	319.MPNS	319.MPNM	319.MPNL

#### forma cilindrica

#### MAGIC POST CL

Perno di forma cilindrica al 60% con microconicità in punta.



Diametro	0,8	1,0	1,2	1,4
Codice	319.MPL1	319.MPL2	319.MPL3	319.MPL4

#### FRESE MAGIC POST

Frese Calibrate. Conf. 1 pz.



€16,15



#### FRESA MAGIC POST CN

Misura	SMALL	MEDIUM	LARGE
Codice	319.MPFS	319.MPFM	319.MPFL

#### FRESA MAGIC POST CL

Diametro	0,8	1,0	1,2	1,4
Codice	319.MPF1	319.MPF2	319.MPF3	319.MPF4

## DENTKIST

#### CHARMTEMP CROWN - 59% RESINA PROVVISORIA per Ponti e Corone.

CharmTemp Crown è una resina provvisoria, di tipo 1 secondo la classificazione ISO10477. Non trasparente e utoilndurente nella cavità orale.


**Corone provvisorie, ponti, inlay, onlay, faccette.**

€ 144,00

€58,50

Conf. Cartridge 50 ml + mixing tips

	A2	A3
Codice	501.0045	501.0046



PROMO VESTI IL TUO Staff!

PROMO VESTI IL TUO Staff!

PROMO

PER MAGGIORI INFO SUI PRODOTTI COLLEGATI AL NOSTRO SITO WEB

### CORONE - PERNI - CEMENTI

#### MAGIC CORE NANO3

- 29%

#### COMPOSITO MICROIBRIDO DUALE FOTOPOLIMERIZZABILE

bassa viscosità per la cementazione di perni in fibra e ricostruzione di monconi. Le proprietà di indurimento duale permettono al dentista di esguire cementazioni anche nei casi in cui la fotopolimerizzazione non dà sufficienti garanzie di indurimento. Consistenza simile alla dentina, ma abbastanza fluido per la cementazione intracanalare, sfruttata in modo efficace la capacità delle nano fibre di creare un alto livello di contatto fisico con le sostanze circostanti. Grazie ad un ottimo modulo elastico combinato con un'elevata resistenza alla compressione, è in grado di resistere al meglio alle sollecitazioni dei carichi masticatori. Gli alti valori di resistenza alla compressione e alla flessione assieme alla modestissima retrazione lineare, assicurano un'ottima risposta alla polimerizzazione con elevata affidabilità nel tempo.

Codice 315.0021

PRODUZIONE TEDESCA 

Conf. Siringa 5 ml (10 gr.)  
+ puntali € 70,42

€49,80



#### MAGIC OMNI-CEM

- 47%

#### CEMENTO UNIVERSALE DUALE CON NANO-FLUORAPATITE

Composito microibrido fluido auto- e fotopolimerizzante duale arricchito di nano-fluorapatite per cementazioni permanenti di inlays, onlays, ponti, corone, faccette e perni endodontici in fibra di carbonio e fibra di vetro.

- RESISTENTE ALLA COMPRESSIONE
- RADIOPACO

PRODUZIONE TEDESCA 

Codice 409.0022

Conf. Siringa 5 ml (10 gr.)



€ 102,50

€54,80

#### CALCIUM HYDROXIDE

- 45%

#### IDROSSIDO DI CALCIO PURO

per otturazioni canalari provvisorie, incappucciamenti diretti e indiretti della polpa e medicazioni canalari.

Conf. Polvere 10 gr.  
+ cucchiaino dispenser

Codice 402.0039

€ 10,05

€5,55



#### SEPTALUTE X SE

- 23%

#### CEMENTO AUTOADESIVO DUAL CURE

di ultima generazione, facile da utilizzare e universale. Grazie al suo semplice utilizzo non richiede l'ausilio di adesivi o trattamenti particolari sul moncone, possiede delle caratteristiche estetiche molto importanti e mantiene la colorazione originale senza alterarsi nel tempo. Specifico per cementare qualsiasi materiale e per tutte le tipologie di manufatto, soprattutto su lavori particolarmente estetici.

- Stabilità ai margini perfetta
- Viscosità che permette un'ottima lavorabilità e scorrevolezza
- Film 12 micron di spessore per un adattamento ottimale
- Fluorescenza pari al dente naturale - PH 2-5 - Rilascio di Fluoro
- Tollera l'umidità
- Protocollo di cementazione estremamente semplice
- Specifico per la cementazione di: Ceramica, Disilicato, Zirconia, Metallo e Composito.

Conf. siringa 5 gr. A2  
+ puntali miscelazione € 100,70

€77,60




Codice 409.0464  
33R.464

Septaline



PROMO  
VESTI IL TUO Staff!

PROMO  
VESTI IL TUO Staff!



PER MAGGIORI INFO SUI PRODOTTI COLLEGATI AL NOSTRO SITO WEB

### CORONE - PERNI - CEMENTI



#### NETC

**CEMENTO DI OSSIDO DI ZINCO**, SENZA EUGENOLO, per la cementazione provvisoria di ponti e corone.



Conf. **40 gr. di base + 10 gr. attivatore**

Codice **406.0008**

**- 43%**

€ 26,15

**€ 14,85**



#### BINER-LC

**CEMENTO A BASE DI IDROSSIDO DI CALCIO, RADIOPACO E FOTOPOLIMERIZZABILE.**

Indicato per l'incappucciamento indiretto della polpa. Rilascia particelle di fluoro.

Conf. **2 siringhe da 2 gr.**

€ 47,00

**- 34%**

Codice **402.0009**

**€ 31,10**

#### MD-TEMP PLUS

**CEMENTO PER OTTURAZIONI PROVVISORIE**

**- 42%**

Facile applicazione e rimozione, sigilla la cavità ermeticamente, ottima resistenza

alla compressione. Contiene ossido di zinco, solfato di zinco, etanolo e acetato di polivinile.

Colore Bianco

€ 21,65

Tempo di presa: da 55 a 27 minuti

Conf. **Vasetto 40 gr.**

Codice **405.0024**

**€ 14,50**

*più ne acquisti  
più risparmi*



**Acquistando 2 Confezioni solo € 12,65 Cad.**

#### METACEM

**- 53%**

**CEMENTO RESINA AUTOINDURENTE**

Kit da riparazione indicato per la cementazione di restauri indiretti in modo semplice e veloce.

Alta resistenza alla compressione.

- Ponti e Corone (Ceramica, Composito e Porcellana)
- Cementazione Inlay/Onlay
- Fissaggio di faccette in ceramica
- Cementazione perni endodontici
- Ricostruzione monconi

**Proprietà fisiche e chimiche:**

**Resistenza alla flessione MPA**

Tempo di lavorazione 2 min

Tempo di presa 5 min

Resistenza alla flessione 99 MPA

Radiopacità 2,33 mm Al/mm

**Radiopacità**

Spessore del film < 21 µm

Assorbimento d'acqua 29,3 µm/mm3

Solubilità in acqua 2,3 µm/mm3

Conf. **Siringa 9 gr.**

€ 106,90

A3	Trasparent
409.A309	409.TL09

**€ 49,95**



PER MAGGIORI INFO SUI PRODOTTI COLLEGATI AL NOSTRO SITO WEB

# ELI-DENT

a grande richiesta  
**CONTINUANO LE PROMO**

**VESTI IL TUO Staff!**

**PIÙ ORDINI PIÙ T-shirt ricevi**

*Smile with*  
**ELI-DENT**



***Non finisce qui!***

Se non sei riuscito  
ad ottenere tutte le T-Shirt  
che volevi ...non preoccuparti!



***"to be continued" ...***

*Smile with*  
**ELI-DENT**