

Novità 2026

# ELI-DENT DIGITAL

al tuo fianco  
per soluzioni  
tecnologiche  
altamente  
innovative



## **MEDIT la scansione intraorale che semplifica il digitale nello studio odontoiatrico**

Portare il digitale in studio significa migliorare l'esperienza del paziente, rendere più fluido il lavoro del team e dialogare con il laboratorio in modo più rapido e preciso. Con MEDIT, la scansione intraorale diventa uno strumento concreto per affrontare il presente dell'odontoiatria con maggiore semplicità, controllo e continuità operativa.

### *Blocchi benefit*

#### **Più comfort per il paziente**

Una rilevazione digitale più moderna può rendere l'appuntamento più agevole e migliorare la percezione tecnologica dello studio.

#### **Più semplicità per il team**

Un'esperienza di scansione intuitiva e supportata da funzioni smart aiuta l'operatore a lavorare con maggiore sicurezza.

#### **Più continuità nel workflow**

Dalla scansione alla condivisione del caso, il flusso digitale consente una collaborazione più lineare tra clinica e laboratorio.

#### **Un ecosistema che evolve con te**

Medit non è solo scanner: è un ambiente software pensato per accompagnare lo sviluppo del lavoro digitale nello studio.

Vuoi vedere come MEDIT può integrarsi nel flusso di lavoro del tuo studio? Contattaci per una consulenza personalizzata.

**e-mail: [ordini@elidentgroup.it](mailto:ordini@elidentgroup.it)**

**WhatsApp: 335 160 5314**

**Numero verde: 800 060254**

**Centralino: 055 600545**

# ELI-DENT DIGITAL



**MEDIT i900 classic***Precisione senza sforzo*

uno **scanner intraorale** per le cliniche che cercano precisione quotidiana, velocità di scansione e prestazioni affidabili. Costruito all'insegna della semplicità, aiuta i dentisti a concentrarsi su ciò che conta di più.



**Scansione ancora più profonda**  
Profondità di scansione di 30 mm

**Motore ottico di terza generazione**  
10-bit true color

**MEDIT i900 classic solo**  
Interfaccia intuitiva a pulsanti

**Igienico unibody**  
Sicuro e facile da pulire

Interazione intuitiva con i pulsanti

**MEDIT i900 Mobility***Sperimentate la libertà di scansionare sempre e ovunque, senza compromessi.*

Porta in odontoiatria la vera scansione nativa per iPad.

SCANNER intraorale  
*Oltre il wireless, La vera mobilità.***Indicatori di stato a LED**

Colori di stato per scansione, standby e altro.

**Wi-Fi integrato 6E**

Scansione ultraveloce e a bassa latenza. Senza fili, senza problemi.

**Punte riutilizzabili**

(Tre taglie - L, M, S)

**Campo visivo più ampio**

(Campo visivo 18x15 mm)

**Pulsante di scansione**

Avvio o interruzione istantanea delle scansioni con un feedback tattile immediato.

**Pulsante di controllo**

Navigare tra le viste a mani libere, zoomare e ruotare direttamente dal manipolo.

**Costruzione resistente**

Il design del corpo sigillato con precisione riduce al minimo gli spazi vuoti, offrendo una durata resistente all'acqua.

**Batteria intelligente**

Fino a 1 ora di utilizzo continuo o oltre 30 scansioni per carica. Protezione termica e avvisi in tempo reale.



con Te sulla strada per il digitale  
con tutti i vantaggi e le garanzie **ELI-DENT**

**Vuoi maggiori informazioni?  
Non esitare a contattarci**

**ELI-DENT  
DIGITAL**

Lo **SCANNER** da laboratorio  
più performante sul mercato

## MEDIT T 710

**Veloce e accurato**

Lo **scanner** che rivoluziona la precisione dei dati con software all'avanguardia, telecamere ad alta risoluzione e tecnologia di scansione a luce blu.

Offre dati di scansione nitidi e di alta qualità, dal livello di dettaglio complesso.

4 telecamere da 5 MP

Precisione: 4µm ISO 12836

Tecnologia: luce LED, 150 ANSI-lumens, Blue LED

Dimensioni: 505(L) x 271(P) x 340(H) mm

Area di scansione 100 x 73 x 60 mm

Piano rotante a 3 assi (rotazione, inclinazione, longitudine)

Scansione Articolatore - Scansione impronta - Scansione all-in-one

Sistema Aperto

Elevazione automatica del braccio di scansione

Formato output: STL, OBJ, PLY - Alimentazione: 100-240V(AC) 50-60 Hz

O/S: Windows 7, 8.1, 10 (64bit)



La **STAMPANTE 3D** per stampe  
ad alta precisione e ripetibilità

## HeyGears UltraCraft A2D HD

**Alta Risoluzione, veloce e precisa**

La **stampante 3D** professionale progettata specificamente per la produzione dentale.

Tecnologia Digital Light Processing (DLP) con risoluzione 4K

Proiettore UV LED con spettro luce di 385nm

Piano di stampa di 163 x 92 x 110 mm

Risoluzione XY: fino a 21 micron

Lunghezza Onda: 385nm

Utilizzo Materiali Proprietari e terze parti validati

come Keystone e Saremco

Peso: 36Kg

**Stampa 3D:**  
5 modelli dentali  
ad arcata completa  
in 20 minuti



HEYGEARS



Authorized Distributor

3DNA  
3DNADental.com

**ULTRACRAFT  
A2D HD**  
4K DENTAL 3D PRINTER



con Te sulla strada per il digitale  
con tutti i vantaggi e le garanzie **ELI-DENT**

**Vuoi maggiori informazioni?  
Non esitare a contattarci**

**ELI-DENT  
DIGITAL**